

Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji

Podczas instalacji istnieje możliwość zaktualizowania twojej bieżącej bazy danych do formatu xChekPlus*.

- Baza danych xChek* do zaktualizowania musi być w formacie xChek* w wersji 3.3. Jeśli baza danych jest w wersji wcześniejszej niż 3.3 skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub przedstawicielem handlowym, aby uzyskać instrukcję co do dalszego postępowania.
- Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych przed jej zaktualizowaniem do formatu xChekPlus.
- Jeżeli baza danych jest duża jej uaktualnianie może potrwać nawet kilka godzin. W takiej sytuacji firma IDEXX zaleca, aby najpierw wyeksportować najbardziej aktualne dane do nowej, mniejszej bazy danych i w pierwszej kolejności zaktualizować ją. Resztę danych można przekonwertować w bardziej dogodnym czasie – sposób postępowania znajdziesz w punkcie „Aby zaktualizować bazę danych po zakończeniu instalacji” na stronie 4 niniejszej instrukcji.
- Kody niektórych testów zostały zmienione. Aby skonwertować te testy oraz dane z nimi powiązane należy podczas konwersji bazy danych ręcznie wybrać nowy kod testu (patrz punkt 11 sekcji „Aby zainstalować xChekPlus* z Internetu”). Zapoznaj się z wykazem starych i nowych kodów testów umieszczonym w Przewodniku Mapowania Kodów Testów znajdującym się w końcowej części tej instrukcji.

Ważne: Program xChekPlus nie obsługuje wszystkich testów zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą znajdować się w bazie danych. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z Serwisem Technicznym lub dystrybutorem firmy IDEXX.

Instalowanie oprogramowania:

Aby zainstalować oprogramowanie xChekPlus* z dysku CD:

1. Zamknij wszystkie programy otwarte w komputerze.
2. Włóż dysk instalacyjny CD programu ChekPlus do napędu CD komputera.
3. Na pulpicie programu Windows* komputera kliknij dwukrotnie ikonę **Mój komputer** (lub **Komputer**, zależnie od posiadanej wersji systemu Windows).
4. Dwukrotnie kliknij oznaczenie napędu CD. Zostanie wyświetlona zawartość dysku instalacyjnego CD.
5. Dwukrotnie kliknij **setup.exe**, aby uruchomić instalatora programu.
6. Przejdź do **kroku 3** w następnym rozdziale.

Aby zainstalować xChekPlus* z Internetu

1. Postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie **idexx.com/xchekdownload**, pobierz plik **xChekInstaller.exe** na swój komputer.
2. Zamknij wszystkie programy otwarte w komputerze, a następnie kliknij dwukrotnie xChekInstaller.exe, aby uruchomić Instalatora programu.
3. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
 - a. Na pytanie o miejsce i folder, w którym ma zostać zainstalowany program xChekPlus, IDEXX zaleca wybór domyślny: C:\xChekPlus.
 - b. Gdy pojawi się monit, aby wybrać, kto może mieć dostęp do programu, wybierając „Każdy” pozwolisz na dostęp do programu każdemu, kto zaloguje się do pracy na tym komputerze. Wybranie opcji „Tylko ja” pozwoli na dostęp jedynie tobie.
4. Gdy instalacja zostanie zakończona kliknij dwukrotnie ikonę xChekPlus znajdującą się na pulpicie komputera lub wybierz: **Start> Programy> xChekPlus> xChekPlus** z paska zadań. Otworzy się okno dialogowe wprowadzenia hasła.

5. Jeśli chcesz ustawić hasło administratora, wprowadź teraz hasło, potwierdź je, a następnie wybierz **OK**.

Jeśli uruchomisz funkcję hasła administratora, musisz podawać hasło przy każdej próbie wykonywania funkcji administracyjnych takich jak usuwanie języka lub raportu.

Wielkość liter hasła ma znaczenie, hasło musi składać się z 4-12 znaków i może składać się z liter i cyfr.

Uwaga: Jeśli nie chcesz włączać hasła, kliknij przycisk **Anuluj**. Możliwe jest włączenie tej funkcji w terminie późniejszym wybierając **Opcje > Zarządzanie Ochroną Systemu**.

6. W oknie dialogowym ustawień języka wybierz język, kliknij **Ustaw Jako Domyślne**, a następnie kliknij klawisz **Zamknij**.

Uwaga: Podczas instalacji językiem domyślnym jest język angielski. Po zainstalowaniu programu, możesz dodać inne języki i zmienić język domyślny - patrz rozdział „Dodawanie nowego języka” na stronie 4.

Otwiera się okno dialogowe: Aktualizuj bazę danych. Jeśli chcesz, możesz teraz zaktualizować posiadaną bazę danych do formatu xChekPlus.

7. Podejmując decyzję o zaktualizowaniu swojej bazy danych, weź pod uwagę, że:
 - a. Aktualizacja bardzo dużej bazy danych może potrwać nawet kilka godzin. W razie potrzeby możesz teraz zamknąć okno dialogowe „Upgrade Database” (Aktualizuj bazę danych) i zapoznać się z punktem „ Aby zaktualizować bazę danych po zakończeniu instalacji: ” na stronie 4.
 - b. Aktualizacja jest możliwa jedynie dla bazy danych xChek w wersji 3.3. Jeśli posiadana przez Ciebie baza danych jest w wersji wcześniejszej, zamknij okno dialogowe „Upgrade Database” (Aktualizuj bazę danych) i skontaktuj się z Serwisem Technicznym.
 - c. Jeśli posiadana przez ciebie baza danych jest w wersji 3.3 i zdecydowałeś się dokonać jej aktualizacji teraz, kontynuuj procedurę.
8. Jeśli chcesz przenieść do programu xChekPlus szablony płytek opisane w wersji 3.3 programu xChek upewnij się , że układ konfiguracji szablonu dla każdego testu jest taki sam (poziomy lub pionowy) w obydwu bazach danych:
 - a. Otwórz xChek 3.3, wybierz **Baza danych > Testy** i wybierz odpowiedni test.
 - b. W oknie opisu testu kliknij klawisz **Podstawowe**. W okienku „Szablon” wybierz odpowiedni układ szablonu płytki.
 - c. W programie xChekPlus zamknij okno dialogowe „Upgrade Database” (Aktualizuj bazę danych), wybierz kolejno opcje: **Database (Baza danych) > Assays (Testy)**, a następnie wybierz ten sam test i sprawdź jego układ konfiguracji.
 - d. Jeśli układ konfiguracji testu w xChekPlus jest inny niż w xChek 3.3, zmień układ konfiguracji w xChekPlus w celu dopasowania i zamknij okno dialogowe testu.
 - e. Powtórz czynność dla wszystkich testów wersji 3.3 , które chcesz przenieść do xChekPlus.
 - f. Wybierz: **Baza danych > Aktualizuj bazę danych**, aby ponownie otworzyć okno dialogowe „Aktualizuj bazę danych”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami **od punktu 10**, aby zaktualizować bazę danych.
9. Jeśli **nie chcesz** przenosić do programu xChekPlus szablonów płytek opisanych w wersji 3.3 programu xChek, musisz najpierw skasować szablony płytek:
 - a. Otwórz xChek 3.3 i wybierz **File > Template**. W **Template Manager** wybierz test, dla którego opisy płytek chcesz skasować.
 - b. Wciskając klawisz CTRL, oznacz klikając myszką opisy płytek, które chcesz skasować, a następnie kliknij klawisz **Delete (Usuń)**.
 - c. Postępuj zgodnie z instrukcjami od **punktu 10**, aby zaktualizować bazę danych.
10. Kliknij **Przeglądaj**, znajdź i zaznacz bazę danych , którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij **Otwórz**.

W oknie „Stan aktualizacji” czerwone koła z białym krzyżykiem oznaczają testy, których mapowanie należy przeprowadzić ręcznie (patrz następny punkt) lub które nie są już produkowane. Zielone znaki oznaczają testy, które zostaną automatycznie powiązane z opisami testów w bazie danych xChekPlus.

- Wybierz oznaczony czerwonym znakiem z białym krzyżykiem test, który chcesz zaktualizować, a następnie w kolumnie „Map to „(Powiąż z) wybierz z wykazu test w bazie danych xChekPlus, z którym chcesz go powiązać. Zapoznaj się z wykazem starych i nowych kodów testów umieszczonym w Przewodniku Mapowania Kodów Testów znajdującym się na stronie 5 tego dokumentu.

Uwaga: Jeśli brak jest testów możliwych do powiązania, test oraz dane nie zostaną przeniesione do bazy danych xChekPlus, lecz pozostaną w bazie danych xChek 3.3. Program xChekPlus nie obsługuje wszystkich testów zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą znajdować się w bazie danych. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z Serwisem Technicznym.

- Gdy wszystkie testy zostaną już powiązane, kliknij klawisz **Przetwórz**. W oknie stanu aktualizacji zostanie zadane pytanie czy chcesz zaimportować dane do bieżącej bazy danych.
- Wybierz **Tak**. Aktualizacja zostanie rozpoczęta, a w oknie Statusu aktualizacji wskaźnik będzie pokazywać jej postęp.

Lub

Kliknij **Nie**, aby wybrać inną bazę danych lub przeprowadzić import do nowej, pustej bazy danych. Jeśli chcesz przeprowadzić import do nowej, pustej bazy danych, w oknie **Nazwa pliku** wpisz nazwę nowej bazy danych, a następnie kliknij **Zapisz**. Rozpocznie się aktualizacja, a po jej zakończeniu pojawi się komunikat.

- Gdy wszystkie aktualizacje zostaną zakończone upewnij się, że wszystkie dane zostały skonwertowane. Sprawdź na przykład:
 - Dane referencyjne (lekarze weterynarii, właściciele etc.)
 - Krzywe wzorcowe
 - System kodowania

Ważne: Jeśli dane materiałów badanych nie zostaną przeniesione do bazy danych xChekPlus, zostanie wyświetlona informacja o błędzie. Zostanie utworzony plik z zapisem operacji przetwarzania, wymieniający materiały badane, które nie zostały skonwertowane. Jeśli jakiegokolwiek dane zostały utracone, skontaktuj się z Serwisem Technicznym w celu uzyskania pomocy.

Aby skonfigurować swój czytnik i dostosować raporty programu:

- Wybierz: **Plik > Ustawienia Czytnika** z paska menu programu, aby otworzyć okno dialogowe „Zarządzanie czytnikami”.
- Wybierz z listy posiadany model czytnika.
- Jeśli posiadasz czytnik z portem seryjnym, jeśli jest to konieczne zmień ustawienia komunikacyjne na właściwe i upewnij się, że ustawiony port COM jest portem, do którego został podłączony czytnik (jeśli nie – wybierz prawidłowy).

Uwaga: Nowe czytniki z portem USB mogą nie prezentować szczegółów ustawień komunikacyjnych.

- Kliknij klawisz **Domyślne**, aby wybrany czytnik i ustawienia ustawić jako domyślne.
- Kliknij **Zapisz**, a następnie **Zamknij**.
- Z paska menu programu xChekPlus wybierz **Opcje > Konfiguracja Raportu**. Otworzy się okno dialogowe „Zarządzanie ustawieniami raportu”.
- W zakładce nagłówek wprowadź odpowiednie informacje w trzech polach tekstowych nagłówka, jeśli chcesz, możesz również wprowadzić logo. Wprowadzone informacje i logo będą wyświetlane w górnej części raportów.
Naciśnij klawisz F1, aby uzyskać więcej informacji na temat umieszczania logo w nagłówku lub skorzystaj z systemu pomocy online programu xChekPlus.
- Kliknij **Zapisz**, a następnie **Zamknij**.

Aby zaktualizować bazę danych po zakończeniu instalacji:

1. Wszystkie bazy danych, które chcesz zaktualizować skopiuj do pojedynczego folderu w sposób opisany poniżej:
 - a. Na twardym dysku komputera utwórz folder i nazwij go np.: „Bazy danych do zaktualizowania”.
 - b. Prawym klawiszem myszki kliknij na bazę danych , którą chcesz zaktualizować i wybierz opcję **Kopiuj**.
 - c. Prawym klawiszem myszki kliknij na folder „Bazy danych do zaktualizowania” i wybierz opcję **Wklej**.
 - d. Powtórz powyższe czynności dla każdej bazy danych, którą chcesz zaktualizować.
2. Zaloguj się do programu xChekPlus.
3. Wybierz: **Baza danych>Aktualizuj bazę danych xChek**.
4. Wykonując czynności opisane w punktach 10–14 sekcji „ Aby zainstalować xChekPlus* z Internetu „ przeprowadź aktualizację baz danych.

Dodawanie nowego języka

Językiem domyślnym oprogramowania ChekPlus* jest język angielski. Jednakże korzystając z okna dialogowego „Zarządzaj Językami” możesz dodać nowe języki i zmienić domyślne ustawienie języka programu.

Po udostępnieniu obsługi nowego języka firma IDEXX dostarczy plik .zip zawierający dwa pliki dla danego języka. Aby dodać nowy język do oprogramowania xChekPlus, wykonaj poniższe czynności.

Aby dodać nowy język:

1. Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie **xChekPlus - language home**.
2. W przeglądarce internetowej przejdź do strony pobierania oprogramowania xChekPlus (idexx.com/xchekplusdownload).
3. Z listy plików wtyczek językowych wybierz odpowiedni język.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Zapisz jako i zapisz plik na pulpicie.
5. Otwórz pobrany plik .zip, a następnie skopiuj obydwa wypakowane z niego pliki do utworzonego wcześniej folderu **xChekPlus - language home**.
6. W programie xChekPlus z paska menu wybierz kolejno polecenia **Options (Opcje) > Manage Languages (Zarządzanie językami)**. Zostanie otwarte okno Manage UI Languages (Zarządzaj językami) interfejsu użytkownika.
7. Kliknij klawisz **Add (Dodaj)** i o ile program tego zażąda -wprowadź hasło administratora. Hasło trzeba podać tylko w przypadku gdy włączona jest opcja zabezpieczeń (Zarządzanie ochroną systemu). Zostanie otwarte okno Browse for Folder (Przeglądanie w poszukiwaniu folderu).
8. Przejdź do folderu **xChekPlus - language home**, a następnie kliknij klawisz **OK**. Wybrany język zostanie zainstalowany.
9. Po wyświetleniu komunikatu „Import Success” (Importowanie zakończone powodzeniem) kliknij klawisz OK. Język zostanie wyświetlony na liście **Language Name (Nazwa języka)**.
10. Wybierz język z listy **Language Name (Nazwa języka)**.
11. Aby ustawić wybrany język jako domyślny , w sekcji „Szczegółowe informacje o Języku” kliknij klawisz Ustaw domyślne. Język opisów paska tytułu i klawiszy okna dialogowego od razu zostaje zmieniony na wybrany.

12. Aby zamknąć okno dialogowe Manage UI Languages (Zarządzaj Językami), kliknij klawisz **Close (Zamknij)**.

Przewodnik Mapowania Kodów Testów

W poniższej tabeli, w kolumnie „Konieczne Działania” wskazane zostały te testy, które muszą zostać przypisane do nowych kodów programu xChekPlus. Przypisanie nowych kodów musisz wykonać jedynie dla tych testów, których używasz w swoim laboratorium. Podczas uaktualniania bazy danych programu xChek do wersji xChekPlus w oknie mapowania wyświetlane będą jedynie testy obecne w uaktualnianej bazie danych.

Poprzedni kod testu	Nazwa testu	Kod testu w programie xChekPlus	Konieczne Działania	Komentarz	Gatunek
AE	IDEXX AE Ab Test	AE	Nie		Drób
AI	IDEXX AI Ab Test	AI	Nie		Drób
Alms	IDEXX AI MultiS-Screen Ab Test	Alms	Nie		Drób
ALV-J	IDEXX ALV-J Ab Test	ALV-J	Nie		Drób
APP	IDEXX APP-ApxIV Ab Test	APP	Nie		Świnie
APP-Apx IV	IDEXX APP-ApxIV Ab Test		Nie		Świnie
APV	IDEXX APV Ab Test	APV	Nie		Drób
BabMBUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Bulk (U.S.)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BabM-PQ	IDEXX Brucellosis Milk Ab Test	BrucM	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BabMQUS	<i>Brucella Abortus</i> Milk Quarter (U.S.)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BabOUS	<i>Brucella Abortus</i> (OUS)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BabSBOV	<i>Brucella Abortus</i> Serum BOV		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BabSHIP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucS	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BabSP-IP	IDEXX Brucellosis Serum Ab Test	BrucSP	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BabSSR	<i>Brucella Abortus</i> Serum SR		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BHV1 1–11	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 1–10	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BHV1 11–21	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 11–20	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BHV1 21–31	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 21–30	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BHV1 31–41	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 31–40	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BHV1 41–51	IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test	BHV1 41–50	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BLVMs-PQ	IDEXX Leukosis Milk Screening Ab Test	BLVMsM	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BLVMv-PQ	IDEXX Leukosis Milk Verification Ab Test	BLVMvM	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BLVs	Bovine Leukemia Virus (Screening)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BLVsblk-PQ	IDEXX Leukosis Blocking Ab Test	BLVBlocking	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BLVsS-PQ	IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test	BLVsS	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BLVv	Bovine Leukemia Virus (Verification)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
BLVvON	Bovine Leukemia Virus (Verification) Overnight		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
Brucovis	IDEXX <i>Brucella ovis</i> Ab Test	Brucovis	Nie		Przeżuwacze
BSE	HerdChek* BSE Ag Test	BSE	Nie		Przeżuwacze
BSEScSR	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSEScrum	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BlueT70/80	IDEXX Bluetongue Competition Ab Test	BTV	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDP80I-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80S	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDP80M-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80M	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDP80P-IP	IDEXX BVDV p80 Ab Test	BVDAbP80SP	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDvAb	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAb	Nie		Przeżuwacze

Poprzedni kod testu	Nazwa testu	Kod testu w programie xChekPlus	Konieczne Działania	Komentarz	Gatunek
BVDvAbBM	IDEXX BVDV Total Ab Test	BVDvAbBM	Nie		Przeżuwacze
BVDVAgEN	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDVAgEN	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDvAgL	IDEXX BVDV Ag Leukocytes Test	BVDvAgL	Nie		Przeżuwacze
BVDvAgS	IDEXX BVDV Ag/Serum Plus Test	BVDvAgSP	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDVAgS/EN	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDVAgS/ENO	IDEXX BVDV Ag Test (U.S.)	BVDvAgSEN-ON	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDX2LEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2LEN	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
BVDX2SEN	IDEXX BVDV PI X2 Ag Test	BVDx2SEN	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
CAV	IDEXX CAV Ab Test	CAV	Nie		Drób
CAV100	IDEXX CAV Ab Test (Vaccination)	CAV100	Nie		Drób
ChekBrMLPO	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucBM-ON2x	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
ChekBrMON	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM-ON 2X	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
ChekBrMSH	IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab Test	BrucM 2X	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
ChekBrS	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS 2x	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
ChekBrSP	IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test	BrucS-Pool 2x	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
CHEKITBLV	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Ind	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
CHEKITBLVP	IDEXX Leukosis Serum X2 Ab Test	BLVs-Pool	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
CHEKIT-NEO	IDEXX <i>Neospora</i> Ab Test	IDEXX NEO	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
CHEKITTOXO	IDEXX Toxotest Ab Test	Toxo	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
Chlamydia	IDEXX Chlamydiosis Total Ab Test	Chlamydia	Nie		Przeżuwacze
CSF-Marker	IDEXX CSF Marker Test	CSF-Marker	Nie		Świnie
CSF-Sero	IDEXX CSF Sero Ab Test	CSF-Sero	Nie	Z powodu zmiany sposobu wyliczania wyniku ten test nie może zostać skonwertowany do formatu xChekPlus	Świnie
CSFVAb	IDEXX CSFV Ab Test	CSFVAb	Nie		Świnie
CSFVAgS	IDEXX CSFV Ag Serum Test	CSFVag	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Świnie
CWD	HerdChek* CWD Ag Test	CWD	Nie		Przeżuwacze
EIA	IDEXX cELISA EIA Test	EIA	Nie		Konie
EXP	Experimental Protocol		Nie	Nieprodukowany	Drób
FMD-3ABC	IDEXX FMD 3ABC Ab Test	FMD	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
Hypo	IDEXX Hypodermosis Serum Ab Test	HypoS	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
HypoMilk	IDEXX Hypodermosis Milk Ab Test	HypoM	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
IBD	IDEXX IBD Ab Test	IBD	Nie		Drób
IBD-XR	IDEXX IBD-XR Ab Test	IBD-XR	Nie		Drób
IBRgB	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgB	Nie		Przeżuwacze
IBRgBpool	IDEXX IBR gB X2 Ab Test	IBRgBpool	Nie		Przeżuwacze
IBRgE	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgE	Nie		Przeżuwacze
IBRgEM	IDEXX IBR gE Ab Test	IBRgEM	Nie		Przeżuwacze
IBRInd	IDEXX IBR Individual Ab Test	IBRInd	Nie		Przeżuwacze
IBRpool	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRpool	Nie		Przeżuwacze
IBRs	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Screening)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze

Poprzedni kod testu	Nazwa testu	Kod testu w programie xChekPlus	Konieczne Działania	Komentarz	Gatunek
IBRTnkM	IDEXX IBR Pool Ab Test	IBRTnkM	Nie		Przeżuwacze
IBRv	Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Verification)		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
IBV	IDEXX IBV Ab Test	IBV	Nie		Drób
InfAavian	IDEXX Influenza A Ab Test	INFAavian	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Drób
InfAother	IDEXX Influenza A Ab Test	Influenza A	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Świnie
JohnesAb	Johne's Antibody		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
LLAB	IDEXX ALV Ab Test	LLAB	Nie		Drób
LLAG	IDEXX ALV Ag Test	LLAG	Nie		Drób
Mbovis	IDEXX <i>M. bovis</i> Ab Test	MBovis	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
MG	IDEXX MG Ab Test	MG	Nie		Drób
MGSR	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> SR		Nie	Nieprodukowany	Drób
Mhyo	IDEXX <i>M. hyo.</i> Ab Test	Mhyo	Nie		Świnie
MMt	IDEXX MM Ab Test	MMt	Nie		Drób
MMtSR	<i>Mycoplasma meleagridis</i> SR		Nie	Nieprodukowany	Drób
MptabSC	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SC		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
MptAbSR	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i> Antibody SR		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
MptMUS	IDEXX MAP Ab Test	MptMUS	Nie		Przeżuwacze
MptsMOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsMOUS	Nie		Przeżuwacze
MptSPUS	IDEXX MAP Ab Test	MptSPUS	Nie		Przeżuwacze
MptsSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Screening Ab Test	MptsSPOUS	Nie		Przeżuwacze
MptvMOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
MptvSPOUS	IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Test		Nie	Nieprodukowany	Przeżuwacze
MS	IDEXX MS Ab Test	MS	Nie		Drób
MSMG	IDEXX MG/MS Ab Test	MSMG	Nie		Drób
MSSR	<i>Mycoplasma synoviae</i> SR		Nie	Nieprodukowany	Drób
MVCAEVs-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening Test	CAEV/MVVs	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
MVCAEVv-PQ	IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Verification Test	CAEV/MVVv	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
MVVs	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Screening	MVVs	Nie		Przeżuwacze
NDV	IDEXX NDV Ab Test	NDV	Nie		Drób
NDVt	IDEXX NDV-T Ab Test	NDVt	Nie		Drób
NEO	IDEXX <i>Neospora</i> X2 Ab Test	IDEXX NEO X2	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
ORT	IDEXX ORT Ab Test	ORT	Nie		Drób
PM	IDEXX PM Ab Test	PM	Nie		Drób
PMt	IDEXX PM-T Ab Test	PMt	Nie		Drób
Pregnancy	IDEXX Bovine Pregnancy Serum	Pregnancy Serum	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
PregMilk	IDEXX Bovine Pregnancy Milk	Pregnancy Milk	Powiązaj ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
PRRS	IDEXX PRRS 2XR Ab Test	PRRS	Nie		Świnie
PRRS OF	IDEXX PRRS OF Ab Test	PRRS OF	Nie		Świnie
PRRS X3	IDEXX PRRS X3 Ab Test	PRRS X3	Nie		Świnie

Poprzedni kod testu	Nazwa testu	Kod testu w programie xChekPlus	Konieczne Działania	Komentarz	Gatunek
PRVg1	IDEXX PRV/ADV gI Ab Test	PRVgpl	Powiąz ręcznie	Zmiana kodu testu	Świnie
PRVgB	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB	Nie		Świnie
PRVgB ON	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB ON	Nie		Świnie
PRVgB ON%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		Nie	Nieprodukowany	Świnie
PRVgB %	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		Nie	Nieprodukowany	Świnie
PRVgB-fil	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test	PRVgB-fil	Nie		Świnie
PRVgB-fil%	IDEXX PRV/ADV gB Ab Test		Nie	Nieprodukowany	Świnie
PRVgp1-fil	IDEXX PRV/ADV gI Ab Test	PRVgpl-fil	Nie	Nieprodukowany	Świnie
PRVgpl(%)	IDEXX PRV/ADV gI Ab Test	PRVgpl(%)	Nie		Świnie
PRVs	Pseudorabies Virus (screening)		Nie	Nieprodukowany	Świnie
PRVv	Pseudorabies Virus (verification)		Nie	Nieprodukowany	Świnie
Q Fever	IDEXX Q Fever Ab Test	Q-Fever	Powiąz ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
REO	IDEXX REO Ab Test	REO	Nie		Drób
REV	IDEXX REV Ab Test	REV	Nie		Drób
Salm10%	IDEXX Świnie <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 10%	Powiąz ręcznie	Zmiana kodu testu	Świnie
Salm 15%	IDEXX Świnie <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 15%	Nie		Świnie
Salm 20%30	IDEXX Świnie <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%30	Nie		Świnie
Salm 20%ON	IDEXX Świnie <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 20%ON	Nie		Świnie
Salm 40%30	IDEXX Świnie <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%30	Nie		Świnie
Salm 40%ON	IDEXX Świnie <i>Salmonella</i> Ab Test	Salm 40%ON	Nie		Świnie
Scrapie	HerdChek* Scrapie Ag Test	Scrapie	Nie		Przeżuwacze
SE	IDEXX SE Ab Test	SE	Nie		Drób
SIV H1N1	IDEXX SIV H1N1 Ab Test	SIV H1N1	Nie		Świnie
SIV H3N2	IDEXX SIV H3N2 Ab Test	SIV H3N2	Nie		Świnie
TRCHIS	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRCHIS	Powiąz ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
TRCHISP	IDEXX Trachitest Serum Screening Ab Test	TRCHIS-Pool	Powiąz ręcznie	Zmiana kodu testu	Przeżuwacze
Trich	IDEXX Trichinellosis Ab Test	Trichen	Powiąz ręcznie	Zmiana kodu testu	Świnie
TrichWB	IDEXX Trichinellosis Ab Test		Nie	Nieprodukowany	Świnie
TRT	Avian Rhinotracheitis		Nie	Nieprodukowany	Drób
TRTSV	Avian Rhinotracheitis Svanovir		Nie	Nieprodukowany	Drób
	IDEXX AI H5 Ab Test	AI H5	Nie	Nowy	Drób
	IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab Test	Brucovin/cap	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX <i>Cryptosporidium</i> Ag Test	Crypto	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX Rota-Corona-K99 Ag Test	RotaCor	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Screening	CAEVs	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test—Verification	CAEVv	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX CAEV/MVV Total Ab Test— Verification	MVVv	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVC	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX Chlamydiosis Verification Test	ChlamVSR	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX IBR gB Blocking Ab Test	IBRgB B	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRACHlv	Nie	Nowy	Przeżuwacze

Poprzedni kod testu	Nazwa testu	Kod testu w programie xChekPlus	Konieczne Działania	Komentarz	Gatunek
	IDEXX Trachitest Serum Verification Ab Test	TRACHlv-Pool	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Screening Ab Test	MagSS	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX <i>M. agalactiae</i> Verification Ab Test	MagSV	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	HerdChek* BSE-Scrapie Ag Test	BSESBoV	Nie	Nowy	Przeżuwacze
	IDEXX Schmallenberg Ab Test	SBV	Nie	Nowy	Przeżuwacze