

# IDEXX VetLab Station

## Guía de consulta rápida



**Nota:** Para obtener más información sobre el uso de la IDEXX VetLab\* Station (por ejemplo, añadir pruebas a un análisis, obtener tendencias y reasignar resultados, introducir resultados de test SNAP\* y mucho más), visite [idexx.com/library](http://idexx.com/library) y/o [idexxlearningcenter.com](http://idexxlearningcenter.com).

### Navegación por la pantalla de inicio

#### Analyze Sample (Analizar muestra)

Inicie un análisis de muestras. Introduzca la información y seleccione el instrumento que desea utilizar.

#### Records (Registros)

Encuentre un registro existente para ver, imprimir o establecer tendencias de los resultados del paciente.

#### Instruments (Instrumentos)

Acceda a la información y utilidades específicas del sistema del analizador.

#### Settings (Ajustes)

Personalice sus opciones para adaptarse a su flujo de trabajo clínico.

#### Pending list (Lista pendiente)

Vea qué pacientes tienen solicitudes abiertas en su sistema de gestión de información de práctica integrada.

#### Census list (Lista del censo)

Sepa qué pacientes están registrados actualmente a través de su sistema de gestión de información de práctica integrada.

#### Indicador IDEXX SmartService\*

El color del punto indica el Estado de conexión de las soluciones de IDEXX SmartService\*:

- Verde: conectado
- Amarillo: en el proceso de conexión
- Rojo: fuera de línea
- Gris: desactivado

#### Message center (Centro de mensajes)

Pulse para ver notificaciones de IDEXX como actualizaciones de software, avisos importantes, etc. (se prefiere la conexión SmartService)



#### In-House Results (Resultados internos)

Para ver y/o imprimir rápidamente los resultados del paciente generados en los últimos 2 días, seleccione un paciente en esta lista y luego pulse **View (Ver)** y/o **Print (Imprimir)**.

Para ver una lista de todos los resultados históricos del paciente, pulse **View All (Ver todo)**.

#### Iconos de estado del instrumento

Sepa qué instrumentos están funcionando y/o disponibles con iconos codificados por colores.

- **Ready (Listo)** (verde): conectado y comunicado.
- **Busy (Ocupado)** (amarillo): actualmente en uso.
- **Standby (En espera)** (amarillo): el analizador está en modo de espera.
- **In process (En proceso)** (gris): actualmente se utiliza para un paciente en particular.
- **Offline (Fuera de línea)** (negro): se ha perdido la conexión.
- **Alert (Alerta)** (rojo): se ha producido un problema; toque el icono para obtener más información.

## Inicio de un análisis de muestras *sin* un sistema de gestión de información clínica

### Si es un paciente nuevo:

1. Pulse **Analyze Sample (Analizar muestra)** en la pantalla de inicio.
2. Pulse **Add New Patient (Añadir nuevo paciente)**, introduzca la información del paciente/cliente y pulse **Next (Siguiente)**.
3. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione el/los icono(s) del instrumento que desee y toque **Ejecutar**.

### Si es un paciente existente:

1. Pulse **Analyze Sample (Analizar muestra)** en la pantalla de inicio.
2. Pulse en el cuadro Patient (Paciente), Last Name (Apellido) o Client ID (ID del cliente) y, a continuación, empiece a escribir la información correspondiente. A continuación, pulse para seleccionar el paciente deseado de la lista y pulse **Next (Siguiente)**.
3. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione el/los icono(s) del instrumento que desee y toque **Ejecutar**.

### Si es una situación de emergencia:

1. Pulse **Analyze Sample (Analizar muestra)** en la pantalla de inicio.
2. Toque **Stat (Estadística)**.
3. Seleccione **Species (Especie)** y **Life Stage (Etapas de la vida)**. El sistema introduce automáticamente una marca de tiempo única para identificar al paciente (que puede utilizarse más tarde al reasignar los resultados de las pruebas).
4. Pulse **Next (Siguiente)**.
5. Seleccione los iconos del instrumento que desee y pulse **Run (Analizar)**.

## Visualización e impresión de resultados


1. Acceda a los resultados del paciente utilizando uno de los métodos siguientes:
  - Para acceder a los resultados inmediatamente después de completar el análisis, pulse **View Results (Ver resultados)** en el mensaje New Results Alert (Alerta de nuevos resultados).
  - Para acceder a los resultados generados en los últimos 2 días, pulse el paciente en la lista de resultados internos de la pantalla de inicio y luego toque **View (Ver)**.
  - Para acceder a todos los resultados históricos, puede hacer lo siguiente:
    - Pulse **Records (Registros)** en la pantalla de inicio, busque el paciente que desee y pulse **View Records (Ver registros)**, y, a continuación, seleccione los resultados que desee ver y pulse **View Results (Ver resultados)**.
    - Pulse **View All (Ver todo)** debajo de la lista de resultados internos de la pantalla de inicio, encuentre los resultados deseados en las páginas numeradas y, a continuación, toque para ver los resultados. Para imprimir, seleccione las casillas de verificación junto a los resultados deseados y pulse **Print (Imprimir)**.
2. Pulse la pestaña que contiene los resultados deseados.
3. Pulse **Print (Imprimir)**.

## Inicio de un análisis de muestras *con* un sistema de gestión de información clínica

### Si tiene un sistema de gestión de información clínica integrado:

1. Pulse en el paciente deseado de la lista Pending (Pendiente) o Census (Censo) en la pantalla de inicio y luego toque **Run (Analizar)**.
2. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione el/los icono(s) del instrumento que desee y toque **Ejecutar**.

## Mantenimiento semanal

IDEXX recomienda reiniciar el sistema semanalmente; solo tiene que pulsar el icono de apagado  en la pantalla de inicio y luego pulsar **Restart (Reiniciar)**.

Para obtener más información sobre el mantenimiento de los analizadores internos de IDEXX, visite [idexx.com/library](http://idexx.com/library) o [idexxlearningcenter.com](http://idexxlearningcenter.com).

## Personalización de los ajustes

Puede personalizar la IDEXX VetLab Station para satisfacer las necesidades de su clínica, simplemente haga clic en **Settings (Ajustes)** en la pantalla de inicio y luego seleccione la pestaña correspondiente:

- **SmartService:** habilite SmartService Solutions y supervise su conexión.
- **VetConnect PLUS:** active VetConnect\* PLUS en su IDEXX VetLab Station para cargar automáticamente todos los resultados de las pruebas internas. (No disponible en todas las regiones).
- **Practice Management (Gestión clínica):** identifique el sistema de gestión de la información clínica que utiliza su clínica y su método para conectarse a la IDEXX VetLab Station.
- **Time and Date (Hora y fecha):** ajuste la configuración de fecha y hora del sistema.
- **Practice Info (Información clínica):** añada/elimina nombres de médicos del sistema.
- **Reports (Informes):** personalice la calidad de impresión, el color de los resultados fuera de rango en informes impresos, el formato del informe y mucho más.
- **Report Header (Encabezado de informe):** añada su información clínica a la parte superior de los informes o deje espacio para acomodar su membrete.
- **News Results Alert (Alerta de nuevos resultados):** determine si desea recibir notificaciones de nuevos resultados mediante un mensaje de alerta, un pitido o ambos.
- **Printers (Impresoras):** seleccione una impresora instalada y elija opciones para impresión automática de informes y formato de papel.
- **Sample ID (ID de muestra):** personalice la información que aparece en la pantalla Patient Search (Búsqueda de pacientes).
- **Home Screen (Pantalla de inicio):** personalice la información que aparece en la pantalla de inicio.
- **Language (Idioma):** seleccione el idioma y el país del sistema.
- **Units (Unidades):** seleccione las unidades de medida deseadas para los resultados de las pruebas.



## Servicio técnico de IDEXX

EE. UU./Canadá 1-800-248-2483

Europa idexx.eu

Australia 1300 44 33 99

Nueva Zelanda 0800 83 85 22

Brasil 0800-777-7027

América Latina tecnico-latam@idexx.com

China 400-678-6682

Corea del Sur 080 7979 133

Taiwán 0800 291 018

Japón 0120-71-4921