



Safety information for Catalyst\* CRP  
(Canine C-reactive Protein) reagent  
(32-0008866-00, 23-0004954-00)



Choose your language

Choisissez votre langue

Scegli la lingua

Wählen Sie Ihre Sprache aus

Seleccione su idioma

Seleccione su idioma

Wybierz język

Zvolte jazyk

选择你的语言

選擇您的語言

언어를 선택하세요

เลือกภาษาของท่าน

言語を選択してください

English

Deutsch

Polski

한국

Français

Português do Brasil

简体中文

ภาษาไทย

Italiano


Čeština

繁體中文

日本語

Español

# Safety information for Catalyst\* CRP reagent (32-0008866-00, 23-0004954-00)




Part number	Safety codes	Hazard statement	Prevention	Response	Storage	Disposal
Catalyst* CRP Conjugate	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	May cause an allergic skin reaction; may damage fertility; may damage the unborn child; harmful to aquatic life; harmful to aquatic life with long lasting effects	Obtain special instructions before use; do not handle until all safety precautions have been read and understood; avoid breathing dust; contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace; avoid release to the environment; wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection	If exposed or concerned: get medical advice/attention; if skin irritation or rash occurs: get medical advice/attention; take off contaminated clothing and wash it before reuse	Store locked up	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/international regulations
Catalyst* CRP Wash	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	May cause an allergic skin reaction; harmful to aquatic life; harmful to aquatic life with long lasting effects	Avoid breathing mist/ vapors; contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace; take off contaminated clothing and wash it before reuse; avoid release to the environment; wear protective gloves	If skin irritation or rash occurs: get medical advice/attention; take off contaminated clothing and wash it before reuse	Store away from incompatible materials	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/international regulations

Note: Cups should remain attached and stored together per product instructions.

If you have questions about this document or additional safety concerns, email [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
For other product-related questions, please reach out to your local customer support team.

# Informations de sécurité concernant les réactifs CRP Catalyst\* (32-0008866-00, 23-0004954-00)




Numéro de référence	Codes de sécurité	Mention de danger	Prévention	Réponse	Stockage	Élimination
Conjugué de CRP Catalyst*	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Peut provoquer une allergie cutanée ; peut nuire à la fertilité ; peut nuire au fœtus ; nocif pour les organismes aquatiques ; nocif pour les organismes aquatiques avec effets durables	Se procurer les instructions spéciales avant utilisation ; ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité ; éviter de respirer les poussières ; les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail ; éviter le rejet dans l'environnement ; porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage	En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin ; en cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin ; enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation	Garder sous clef	Éliminer le contenu/ récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales
Lavage de CRP Catalyst*	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Peut provoquer une allergie cutanée ; nocif pour les organismes aquatiques ; nocif pour les organismes aquatiques avec effets durables	Éviter de respirer les brouillards/vapeurs ; les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail ; enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation ; éviter le rejet dans l'environnement ; porter des gants de protection	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin ; enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation	Stocker à l'écart des produits incompatibles	Éliminer le contenu/ récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales

Remarque : Les cupules doivent rester attachées et stockées ensemble conformément aux instructions du produit.

Si vous avez des questions à propos sur ce document ou des préoccupations supplémentaires en matière de sécurité, envoyez un email à [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com). Pour toute autre question relative au produit, veuillez contacter l'équipe de votre support technique local.

# Informazioni di sicurezza per il reagente CRP Catalyst\* (32-0008866-00, 23-0004954-00)



Codice articolo	Codici di sicurezza	Indicazioni di pericolo	Prevenzione	Risposta	Conservazione	Smaltimento
Coniugato CRP Catalyst*	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Può provocare una reazione allergica cutanea; può nuocere alla fertilità; può nuocere al feto; nocivo per gli organismi acquatici; nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; evitare di respirarne il contenuto; gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; non disperdere nell'ambiente; indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso	In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; in caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico; togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente	Conservare sotto chiave	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale
Diluyente CRP Catalyst*	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Può provocare una reazione allergica cutanea; nocivo per gli organismi acquatici; nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Evitare di respirare vapori/ nebulizzazioni; gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente; non disperdere nell'ambiente; indossare guanti protettivi	In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico; togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente	Conservare lontano da sostanze incompatibili	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale

Nota: conservare i recipienti ben fissati insieme, come da istruzioni d'uso del prodotto.

Per qualsiasi domanda sulla presente informativa o per qualsiasi ulteriore problema di sicurezza, inviare una e-mail all'indirizzo [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
Per altre domande relative al prodotto, contattare l'assistenza clienti di zona.

# Información de seguridad para el reactivo PCR de Catalyst\* (32-0008866-00, 23-0004954-00)



Número de parte	Códigos de seguridad	Indicaciones de peligro	Precauciones	Respuesta	Almacenamiento	Eliminación
Conjugado de PCR de Catalyst*	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar infertilidad. Puede dañar al feto. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.	Recibir instrucciones específicas antes del uso. No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitar respirar el polvo. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Manipular con guantes/ropa/gafas/máscara facial de protección.	En caso de exposición o sospecha de exposición: consultar o acudir a un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar o acudir a un médico. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.	Guardar bajo llave	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.
Lavado de PCR de Catalyst*	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.	Evitar respirar el vapor/ nebulizado. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Evitar la liberación al medio ambiente. Manipular con guantes de protección.	En caso de irritación o erupción cutánea: consultar o acudir a un médico. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.	Guardar lejos de materiales incompatibles	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.

Nota: Los pocillos deben permanecer unidos y almacenados juntos conforme a las instrucciones del producto.

Si tiene alguna duda sobre este documento u otras cuestiones relacionadas con la seguridad del producto, envíe un correo electrónico a [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).

Para cualquier otra duda relacionada con el producto, póngase en contacto con su equipo local de servicio técnico.

# Sicherheitshinweise für Catalyst\* CRP-Reagenz (32-0008866-00, 23-0004954-00)



Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
Catalyst* CRP-Konjugat	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Kann allergische Hautreaktionen verursachen; kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen; schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen; nicht verwenden, bevor alle Sicherheitshinweise gelesen und verstanden wurden; Einatmen von Staub vermeiden; kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen	Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen; bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen; kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen	Unter Verschluss aufbewahren	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
Catalyst* CRP-Waschlösung	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Kann allergische Hautreaktionen verursachen; schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	Einatmen von Nebel / Dampf vermeiden; kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen; kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Schutzhandschuhe tragen	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen; kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen	Von unverträglichen Stoffen fernhalten	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen

Hinweis: Die Becher sollten verbunden und gemeinsam gemäß der Gebrauchsanweisung aufbewahrt werden.

Sollten Sie Fragen zu diesem Dokument oder weitere Sicherheitsbedenken haben, senden Sie eine E-Mail an [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
Für alle weiteren Fragen bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst vor Ort.

# Informações de segurança para o reagente CRP Catalyst\* (32-0008866-00, 23-0004954-00)



Número de partida	Códigos de segurança	Declaração de Risco	Prevenção	Resposta	Armazenamento	Descarte
Conjugado de CRP Catalyst*	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Pode causar uma reação alérgica na pele; pode prejudicar a fertilidade; pode prejudicar o feto; prejudicial à vida aquática; prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros	Obtenha instruções especiais antes de usar; não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas; evite respirar a poeira; roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho; evite a liberação para o meio ambiente; use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular/proteção facial	Se exposto ou tiver preocupação: procure orientação/atenção médica; se ocorrer irritação ou erupção na pele: procure orientação/atenção médica; retire as roupas contaminadas e lave-as antes de reutilizá-las	Armazene em local trancado	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais
Solução de lavagem (Reagente) de CRP Catalyst*	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Pode causar uma reação alérgica na pele; prejudicial à vida aquática; prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros	Evite respirar névoas/ vapores; roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho; retire as roupas contaminadas e lave-as antes de reutilizá-las; evite a liberação para o meio ambiente; use luvas de proteção	Se ocorrer irritação ou erupção na pele: procure orientação/atenção médica; retire as roupas contaminadas e lave-as antes de reutilizá-las	Armazene longe de materiais incompatíveis	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais

Nota: Os copos devem permanecer anexados e armazenados juntos de acordo com as instruções do produto.

Se tiver dúvidas sobre estas instruções ou questões de segurança adicionais, envie um e-mail para [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
Para outras perguntas relacionadas ao produto, entre em contato com sua equipe de suporte técnico local.

# Bezpečnostní informace pro reagent Catalyst\* CRP (32-0008866-00, 23-0004954-00)



Číslo dílu	Bezpečnostní kódy	Bezpečnostní upozornění	Prevence	Reakce	Uchovávání	Likvidace
Konjugát Catalyst* CRP	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Může vyvolat alergickou kožní reakci, narušit plodnost a ohrozit nenarozené dítě; škodlivý pro vodní organismy; škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky	Před použitím si zajistěte zvláštní pokyny; nemanipulujte s přípravkem, dokud si nepřčtete všechna bezpečnostní opatření a neporozumíte jim; nevdechujte prach; kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vnesen z pracoviště; zamezte úniku do životního prostředí; používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje	V případě expozice nebo jste-li znepokojeni: vyhledejte lékařskou pomoc; při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc; před dalším použitím svlékněte kontaminovaný oděv a vyperte jej	Skladujte uzamčené	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy
Promývací přípravek Catalyst* CRP	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Může vyvolat alergickou kožní reakci, je škodlivý pro vodní organismy; škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky	Vyhýbejte se vdechování mlhy/výparů; kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vnesen z pracoviště, kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte; zamezte úniku do životního prostředí; používejte ochranné rukavice	Pokud dojde k podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc; kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte	Skladujte odděleně od nekompatibilních materiálů	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Poznámka: Kelímky musí zůstat připojené a skladované společně podle pokynů k výrobku.

Pokud máte dotazy k tomuto dokumentu nebo další obavy o bezpečnost, zašlete e-mail na [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
V případě dalších dotazů týkajících se výrobku se obraťte na místní tým zákaznické podpory.



# Informacje dotyczące bezpieczeństwa odczynnika Catalyst\* CRP (32-0008866-00, 23-0004954-00)



Numer katalogowy	Kody bezpieczeństwa	Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia	Zapobieganie	Reagowanie	Przechowywanie	Utylizacja
Koniugat Catalyst* CRP	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	Może powodować reakcję alergiczną skóry; może działać szkodliwie na płodność; może działać szkodliwie na nienarodzone dziecko; szkodliwy dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności; nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa; unikać wdychania pyłu; nie wносить zanieczyszczonej odzieży ochronnej poza miejsce pracy; unikać uwalniania do środowiska naturalnego; stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy	W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza; w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza; zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem	Przechowywać pod zamknięciem	Zawartość/pojemnik zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
Płyn do płukania Catalyst* CRP	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	Może powodować reakcję alergiczną skóry; szkodliwy dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami	Unikać wdychania mgły/oparów; zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wolno wносить poza miejsce pracy; zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem; unikać uwalniania do środowiska naturalnego; nosić rękawice ochronne	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza; zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem	Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych	Zawartość/pojemnik zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi

Uwaga: Kubeczki powinny pozostać połączone i przechowywane razem zgodnie z instrukcją użycia.

W przypadku pytań dotyczących tego dokumentu lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
W przypadku innych pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z lokalnym zespołem obsługi klienta.

# Catalyst\* CRP试剂 (32-0008866-00、23-0004954-00) 安全信息



产品编号	安全代码	危险性说明	预防措施	事故响应	储存	废弃处置
Catalyst* CRP 结合液	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	可能导致皮肤过敏反应; 可能损害生育能力;可能损 害胎儿;对水生生物有害; 对水生生物有害并具有长 期影响	使用前取得特殊说明;在阅 读并理解所有安全措施前切 勿搬动;避免吸入粉尘;受沾 染的工作服不得带出工作场 地;避免释放到环境中;穿戴 防护手套/防护服/防护眼罩/ 防护面罩	如接触到或有疑虑:寻求医 疗建议/就医;如果产生皮肤 刺激或皮疹:寻求医疗建议/ 就医;脱下受污染的衣服,洗 净后再使用	存放处须加锁	按照地方/区域/国家/国际法 规处置内装物/容器
Catalyst* CRP 清洗液	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	可能导致皮肤过敏反应; 对水生生物有害;对水生生 物有害并具有长期影响	避免吸入雾气/蒸气; 受沾染的工作服不得带出工 作场地;脱下受污染的衣服, 洗净后再使用;避免释放到 环境中;穿戴防护手套	如产生皮肤刺激或皮疹: 寻求医疗建议/就医;脱下受 污染的衣服,洗净后再使用	远离不相容材料 存放	按照地方/区域/国家/国际法 规处置内装物/容器

注意: 请根据产品说明整体存放, 不要拆分各试剂杯。

如果您对本说明存有任何疑问或有其他安全疑虑, 请发送电子邮件至 [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)。  
与产品相关的其他问题, 请联系您当地的客户支持团队。

# Catalyst\* C-反應蛋白試劑 (32-0008866-00、23-0004954-00) 安全資訊



物件編號	安全代碼	危害聲明	預防	反應	儲存	處置
Catalyst* C-反應蛋白結合液	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	可能造成過敏性皮膚反應; 可能損害生殖能力; 可能損害未出生胎兒; 對水生生物有害; 對水生生物有害並具有長期持續影響	使用前取得特殊指示; 閱讀並瞭解所有安全防範措施前切勿處置; 避免吸入灰塵; 受汙染的工作衣物不可穿出工作區外; 避免釋放到環境中; 穿戴保護性手套/保護性衣物/護目鏡/護面罩	如果接觸到或有疑慮: 就醫尋求建議; 如果發生皮膚刺激不適或皮疹: 就醫尋求建議; 脫下受汙染的衣物並於洗淨後再使用	上鎖儲存	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器
Catalyst* C-反應蛋白沖洗液	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	可能造成過敏性皮膚反應; 對水生生物有害; 對水生生物有害並具有長期持續影響	避免吸入霧氣/蒸氣; 受汙染的工作衣物不可穿出工作區外; 脫下受汙染的衣物並於洗淨後再使用; 避免釋放到環境中; 穿戴保護性手套	如果發生皮膚刺激不適或皮疹: 就醫尋求建議; 脫下受汙染的衣物並於洗淨後再使用	儲存於遠離不相容物質之處	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器

注意: 試劑杯應依照產品說明保持彼此相連並一起儲存。

如果您對此說明有任何疑問或其他安全疑慮, 請寫電子郵件至 [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)。其他產品相關問題, 請洽詢您當地的客戶支援團隊。

# Catalyst\* CRP 시약(32-0008866-00, 23-0004954-00)에 대한 안전 정보



부품 번호	안전 코드	유해/위험	예방 조치	응급 조치	보관/저장	폐기 처분
Catalyst* CRP 컨쥬게이트	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	피부 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음. 수중 생물에 유해함. 수중 생물에 대한 유해성은 장기간 그 효과가 지속됨.	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 모든 안전 예방 조치를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오. 먼지를 흡입하지 마십시오. 오염된 작업복은 작업장 밖으로 반출하지 않아야 합니다. 자연환경에 유출하지 않도록 하십시오. 보호 장갑/보호복/보안경/안면 보호구를 착용하십시오.	노출되거나 노출이 우려될 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오. 피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오. 오염된 작업복은 벗어야 하며 재사용하기 전에 세탁하십시오.	잠금장치를 하여 저장하십시오.	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
Catalyst* CRP 세척액	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	피부 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 수중 생물에 유해함. 수중 생물에 대한 유해성은 장기간 그 효과가 지속됨.	미스트/증기를 흡입하지 마십시오. 오염된 작업복은 작업장 밖으로 반출하지 않아야 합니다. 오염된 작업복은 벗어야 하며 재사용하기 전에 세탁하십시오. 자연환경에 유출하지 않도록 하십시오. 보호 장갑을 착용하십시오.	피부 자극 또는 홍반이 나타날 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오. 오염된 작업복은 벗어야 하며 재사용하기 전에 세탁하십시오.	호환성이 없는 다른 물질과는 격리하여 보관하십시오.	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

주의: 모든 컵은 제품 지침에 따라 함께 부착된 상태로 보관해야 합니다.

본 문서의 내용에 대해 궁금한 점이 있으시거나 다른 안전 관련 우려 사항이 있는 경우 [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)으로 이메일을 보내주십시오. 기타 제품 관련 문의 사항은 해당 지역 고객 지원 팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

# ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับน้ำยา Catalyst\* CRP (32-0008866-00, 23-0004954-00)




หมายเลขชิ้นส่วน	รหัสความปลอดภัย	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	การป้องกัน	การตอบสนอง	การเก็บรักษา	การกำจัด
น้ำยาคอนจูเกตของ Catalyst* CRP	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณผิวหนัง อาจก่ออันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์ อาจเป็นอันตรายต่อการรกในครรภ์ อาจมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ และอาจมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว	อ่านคำแนะนำก่อนใช้งานและเข้าใจถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย ไม่นำชุดที่ปนเปื้อนสารออกนอกสถานที่ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือ/ชุดป้องกัน/แว่นตา/อุปกรณ์ป้องกันในหน้า	หากสัมผัสสารหรือมีข้อกังวล: ให้รีบพบแพทย์ หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือมีผื่นขึ้น: ให้รีบพบแพทย์ ถอดชุดที่ปนเปื้อนออกและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้งานอีกครั้ง	จัดเก็บปิดลิ้น	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ
น้ำยาล้างของ Catalyst* CRP	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณผิวหนัง อาจมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว	หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาควัน/ไอเข้าสู่ร่างกาย ไม่นำชุดที่ปนเปื้อนออกนอกสถานที่ปฏิบัติงาน ถอดชุดที่ปนเปื้อนออกและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้งานอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือป้องกัน	หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือมีผื่นขึ้น: ให้รีบพบแพทย์ ถอดชุดที่ปนเปื้อนออกและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้งานอีกครั้ง	จัดเก็บให้พ้นจากสารที่ไม่เข้ากัน	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ: ไม่แยกส่วนประกอบของน้ำยาและเก็บไว้ด้วยกันตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ส่งอีเมลไปที่ [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าท้องถิ่นของคุณ

# カタリスト(Catalyst\*) CRP試薬 (32-0008866-00、23-0004954-00)に関する安全性情報



部品番号	安全規格	危険有害性情報	安全対策	応急措置	保管	廃棄
カタリスト (Catalyst*) CRP試薬コンジ ュゲート	H317, H360FD, H402, H412, P201, P202, P261, P272, P273, P280, P308 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P363, P405, P501	アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。生殖能力に悪影響を及ぼす可能性があります。胎児に悪影響を及ぼす可能性があります。水生生物に有害です。長期継続的影響により水生生物に有害です。	使用前に特別な注意事項(SDSを参照)を取得してください。すべての安全注意事項を読み、理解するまで取り扱わないでください。粉塵の吸入を避けてください。汚染された作業衣は作業場から出さないでください。環境への放出を避けてください。保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護マスクを着用してください。	暴露またはその懸念がある場合:医師の診断、処置を受けてください。皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断、処置を受けてください。汚染された衣類をすべて脱いで、再使用する前に洗濯してください。	施錠して保管してください。	内容物や容器は、地域、国、国際的な規制に従って廃棄してください。
カタリスト (Catalyst*) CRP試薬洗浄液	H317, H402, H412, P261, P272, P273, P280, P333 + P313, P363, P362 + P364, P501	アレルギー性の皮膚反応を引き起こすことがあります。水生生物に有害です。長期継続的影響により水生生物に有害です。	ミスト、蒸気の吸入を避けてください。汚染された作業衣は作業場から出さないでください。汚染された衣類をすべて脱いで、再使用する前に洗濯してください。環境に放出しないでください。保護手袋を着用してください。	皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断、処置を受けてください。汚染された衣類をすべて脱いで、再使用する前に洗濯してください。	混触危険物質から離して保管してください。	内容物や容器は、地域、国、国際的な規制に従って廃棄してください。

注意:試薬カップは分解せずに保管してください。

この文書または追加の安全上の問題についてご質問がある場合は、[productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)まで電子メールをお送りください。製品に関するその他の質問については、[アイデックス テクニカルサポート](#)へお問い合わせください。