


Formulario de petición de material

CÓDIGO CLIENTE	CENTRO VETERINARIO	SELLO DEL CENTRO VETERINARIO
POBLACIÓN		
DIRECCIÓN DEL VETERINARIO		
TELÉFONO		

Marque las casillas adecuadas. Todos los materiales son gratuitos.



Formularios pequeños animales

- Formulario de petición general
- Formulario de petición de Microbiología
- Formulario de petición de Histopatología y Citología
- Formulario de petición de Histopatología y Citología ocular
- Formulario de petición de Citometría de Flujo
- Formulario de petición de alergias
- Formulario de petición de anticuerpos frente a la Rabia
- Formulario de petición de analíticas para exportación

Formularios equinos

- Formulario de petición general equino
- Formulario de petición de Histopatología y Citología equina



Sobres con acumuladores
para el envío de muestras refrigeradas



Códigos de barras
Etiquetas identificativas tubos y petición

Cajas IATA para envío a Baleares

Material para envío de biopsias de tejidos grandes
(caja de envío, bolsas auto cierre y 2 frascos con formol)




Frasco con formol y protector externo
para envío de tejidos para biopsias



Cassettes Biopsias
Para biopsias de pequeño tamaño



Frascos protectores para tubos
Imprescindible para la correcta protección y envío de sus muestras



Tubos citratados
Tubos con anticoagulante citrato sódico al 3,8% para pruebas de hemostasis (2,7 ml)



Tubo separador de suero


- Con gel separador



Tubos con conservantes de glucosa
Para determinación de glucosa



Tubos de EDTA



Tubos de EDTA Equinos

Tubos para realizar hemogramas y frotis sanguíneos. También para algunas determinaciones de PCR y análisis de líquidos biológicos



Tubo seco
Tubo seco sin piedras para envío exclusivo de suero separado

Porta-portas

Para el envío de 2 portas para citologías o frotis sanguíneos



Escobillón universal con medio de transporte

Escobillón estéril con punta de algodón y con medio de transporte para el envío de muestras para cultivos microbiológicos



Escobillón universal sin medio de transporte

Escobillón estéril con punta de algodón para algunas determinaciones de PCR



Tubos para muestras fecales



Tubo estéril
Tubos para orina, secreciones, líquidos biológicos, pelos...